



Nahorevska 173, Sarajevo; tel: 033 257 750; fax: 033 257 751; e-mail: zalcnarc@bih.net.ba; www.zalcnarc.net

PROCEDURA MJERENJA DIJELA ETILNOG ALKOHOLA U IZDAHU ISPITANIKA (ALKOTEST)

Poglavlje: SESTRINSKA ORGANIZACIONA JEDINICA	Datum usvajanja: 06.05.2022	
Standard: 1.14.15; 1.14.16	Važi do: 06.05.2025	
Broj protokola:	Oznaka standarda:	C
Broj stranica: 2		
<i>Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu, „SN FBiH“ 59/05, 52/11, 6/17; Zakon o sestrinstvu i primaljstvu, „SN FBiH“ 43/13; Zakon o zdravstvenoj zaštiti, „SN FBiH“ 46/10</i>		

1. Opća izjava o politici

Procedura alkotestiranja utvrđuje udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika. Postupak se obavlja sa ciljem dijagnostike i planiranja zdravstvene njege i terapije.

Cilj procedure je utvrđivanje prisutnosti i udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika i osiguravanje ujednačenosti rada medicinskih sestara/tehničara koji obavljaju postupak.

2. Područje primjene

Ova procedura se primjenjuje u svim organizacionim jedinicama Zavoda (u Ambulanti na nivou Zavoda, Odjeljenju za liječenje Narkomanije, Odjeljenju za liječenje Alkoholizma).

3. Distribucija i nadzor

Za distribuciju su zaduženi Šefovi odjeljenja i Glavna sestra Zavoda. Procedura je postavljena na vidno mjesto, dostupna svim radnicima Zavoda.

Glavna sestra Zavoda i glavne sestre Odjeljenja vrše nadzor za primjenom ove procedure.

4. Opis postupka/ procedure

Udio alkohola mjeri se i prikazuje na uređaju alkometru u miligramima alkohola po litri izdaha ispitanika (mg/L). Izmjereni udio alkohola u mg/L može se prikazati na uređaju alkometru te se izkazuje u promilima (%).

Alkotest treba koristiti po mogućnosti 30 minuta nakon zadnjeg konzumiranja alkohola. Prije mjerjenja treba izbjegavati pušenje i jako zadimljene prostorije. Ako se mjerjenje vrši neposredno nakon konzumiranja alkohola, zaostali alkohol u ustima može uzrokovati netačan rezultat mjerjenja (veća koncentracija).

Izdah ispitanika je količina zraka izdahnuta duboko iz pluća. Ako je pri mjerenu protok zraka izdaha manji od 0,1 L/s, izdah ispitanika nije dostatan za mjerjenje.

Priprema pribora i materijala

- alkometar
- usnik
- rukavice
- posuda za nečisto

Provodenje postupka

- predstaviti se, identificirati pacijenta, objasniti postupak, dopustiti pitanja
- osigurati privatnost
- izvaditi usnik iz pakiranja i pričvrstiti ga na alkometar (paziti da se dio za upuhivanje ne dodiruje prstima)
- uključiti uređaj (pričekati da se upali zelena lampica i da uređaj proizvede kratak zvučni signal)
- objasniti pacijentu da duboko udahne, stavi usta na usnik i puše oštro i kontinuirano u uređaj (dok se ne ugasi zelena lampica i ne prestane zvučni signal). Ukoliko pacijent ne upuhuje dovoljnu količinu zraka, uređaj daje zvučni signal i upali se crvena lampica, te je potrebno resetovati uređaj i ponoviti postupak.
- pričekati nekoliko trenutaka da alkotester analizira uzorak daha
- kada je analiza gotova, rezultat će biti prikazan na displeju alkometra u obliku %oo
- ugasiti alkometar
- skinuti usnik sa uređaja i ukloniti ga
- alkometar vratiti na ležište
- skinuti rukavice
- oprati ruke
- dokumentirati

5. Revizija ove procedure se vrši svake tri godine, po potrebi i ranije.

Izradio/li:	Ime i prezime / radna grupa	Verifikacija (potpis)
	Magbula Grabovica, magistar zdravstvene njege i terapije Ismir Smajić, diplomirani medicinski tehničar	
Saglasnost Koordinatora kvaliteta	Magbula Grabovica, magistar zdravstvene njege i terapije	
Odobrenje Direktorica Zavoda	Doc.dr sci.med. Rasema Okić, prim. specijalista neuropsihijatar subspecijalista za bolesti ovisnosti	
Broj revizije: 31.10.2016;31.10.2019;		Datum revizije: 06.05.2022