

**JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA SREBRENİK
KOMISIJA ZA POBOLJŠANJE KVALITETA
Broj:1375-3/08**

Srebrenik, 07.11.2008

Telefon 035 645 667 fax 035 645 703

Komisija za poboljšanje kvaliteta imenovana Rješenjem direktora Ustanove br.1373/08 od 07.11.2008.god., na sastanku održanom 31.10.2008. godine usvojila je:

PROCEDURA BROJ 4

DEZINFEKCIJA MEDICINSKIH APARATA I INSTRUMENATA

Politike i procedure za Dom zdravlja: 2E.139

1. OPŠTA IZJAVA O POLITICI

- 1.1** Medicinski aparati i instrumenti se dezinficiraju u skladu sa federalnim uputstvima kao jedna od glavnih mjera u sprječavanju intrahospitalne infekcije.

2. PODRUČJE PRIMJENE: Sve službe u JZU DZ Srebrenik

3. DISTRIBUCIJA I NADZOR

- 3.1** Šefovi službi, glavna sestra doma zdravlja i odgovorne sestre službi, obavezni su obezbjediti da se sa ovim procedurama upozna medicinsko osoblje.
- 3.2** Procedure moraju biti postavljena na mjesta dostupna svom medicinskom osoblju.
- 3.3** Svi zaposleni su odgovorni za primjenu ove procedure.
- 3.4** Šefovi službi /ambulanti i odgovorne sestre, odgovorni su provjeravati ispravnost primjene ove procedure. Oni kontinuirano provode kontrolu pravilnosti primjene procedure jedanput mjesečno i izvještavaju glavnu sestru i koordinatora kvaliteta.
- 3.5** Direktor i glavna sestra ustanove periodično vrše provjeru pravilnosti primjene procedure.

4. PROCEDURA DEZINFEKCIJE MEDICINSKIH APARATA I INSTRUMENATA

Aparat za mjerenje krvnog pritiska treba svakodnevno prebrisati dezinfekcionim sredstvom (5% rastvorom hlorheksidina), a kod sumnje na visoko kontagiozno zarazno oboljenje odmah nakon upotrebe.

Termometar nakon upotrebe treba oprati toplom vodom i sredstvom za pranje, isprati tekućom vodom, staviti u 70% rastvor etil-alkohola najmanje 30 minuta, nakon čega se posuši sterilnom gazom i odlaže u zaštitni štitić do sledeće upotrebe.

Maske za inhalator se nakon upotrebe treba oprati toplom vodom i sredstvom za pranje, isprati tekućom vodom, staviti u 70% rastvor etil-alkohola najmanje 30 minuta, nakon čega se posuši sterilnom gazom. Do sledeće upotrebe čuvaju se u posebnoj kaseti.

Kod svih **ostalih medicinskih aparata i uređaja** poslije svakog pacijenta obavezno se dezinfikuju kontaktne površine navedenog aparata dezinfekcionim sredstvom predviđenim uputstvom za upotrebu aparata, vodeći računa da se ne upotrijebi dezinfekciono sredstvo koje može oštetiti kontaktni dio aparata.

Špatule ukoliko nisu za jednokratnu upotrebu peru se toplom vodom i antiseptičnim deterdžentom, zatim potapaju u dezinfekciono sredstvo najmanje 30 minuta, zatim isperu pod tekućom toplom vodom, obrišu i sterilišu.

Opisani postupak primjenjivat će se i za **sve instrumente sa višekratnom upotrebom.**

5. REVIZIJA PROCEDURE ZA 3 GODINE

Koordinator kvaliteta
Prim.dr. Jasminka Jašić

Direktor Ustanove
Prim.dr. Senada Kovač

Copyright © 2012 DOM ZDRAVLJA SREBRENİK

Ovaj dokument predstavlja vlasništvo JU Dom zdravlja Srebrenik. Namijenjen je za javnu objavu, njime se može svako koristiti, na njega se pozivati, uz obavezno navođenje izvora podataka. Korištenje ovog dokumenta protivno gornjim navodima, povreda je autorskih prava, sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH. Počinitelj takve aktivnosti podliježe kaznenoj odgovornosti.